

	<b>ENREGISTREMENT</b>  <b>AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES DE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE EN VUE D'UNE CESARIENNE</b>	Référence : PeC-BLO-OBS-ENR-001 Indice de révision : 1 Date de révision : janvier 2017 Page : 1/1
---	---	--

A l'attention des sages-femmes du bloc obstétrical,

	OUI	NON
<b>I. AVANT LE GESTE</b>		
1. Vérification intégrité du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vérification des points critiques (allergie, infection)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nettoyage-désinfection du plan de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>II. PENDANT LE GESTE</b>		
4. Lavage simple des mains ou friction hydro-alcoolique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Toilette périnéale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Antiseptie large du méat urinaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Lavage des mains antiseptique ou désinfection hydro-alcoolique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Doigtier ou gants stériles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Connexion sonde- sac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Pose de la sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Gonflage du ballonnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>III. APRES LE GESTE</b>		
12. Vérification		
- perméabilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- fixation déclive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Retrait doigtier ou gants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Traçabilité dans dossier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Commentaire :*