

# Hémoculture

## Un seul prélèvement... ... mais bien !

### ● POURQUOI ?



### ● COMBIEN ?\*

4 à 6 flacons correctement remplis en 1 seul prélèvement  
(Cible = 30 à 40 ml)



\* Sauf pédiatrie et suspicion d'endocardite infectieuse


### ● QUI ?

Personnel  
qualifié et  
formé




### ● OU ?

Préférer la  
ponction veineuse directe  
au  
prélèvement par cathéter  
(souvent colonisé)



### ● AVEC QUOI ?



Tulipe et gant

### ● COMMENT ?



① Désinfection par SHA  
ou lavage hygiénique des  
mains



② Désinfection  
de chaque  
bouchon

③ Désinfection du site de  
prélèvement avec un  
antiseptique alcoolique  
après une phase de déterersion

Respect  
des règles  
de  
prélèvement

=

Plus de  
bactériémies  
détectées  
et  
moins de  
contaminations

Respect des quantités  
prélevées



Elimination des  
déchets dans  
un conteneur  
adapté



Acheminement  
rapide au  
laboratoire

